

Nonny pediatrik CPAP-maske

A. Fempunkts hodestropp

Ekstra støttestropper hjelper til å stabilisere hodeplagget. De er myke, komfortable og puster mot huden. Lett å ta på, justere og vaske.

B. Pannestøtte

Justerbar pannestøtte som stabiliserer masken mot ansiktet.

C. Cushion i silikon

Utformingen gir en komfortabel og tett maske. Den er lett å feste og fjerne fra rammen.

D. Rask og enkel å feste

Enkel å feste og løsne ved hjelp av clips eller borrelås.

E. Fleksibel slange

Standard 22 mm. kobling.



Art.nr.	Art.navn	Størrelser	Beskrivelse
LQAG23400	Nonny Pediatric mask kit – Small	Small og Medium	Ventilert nesemaske. Bli levert med ekstra stropp ¹ og 2 stk. cushion (S og M).
LQAG23600	Nonny Pediatric mask kit – Large	Large og X-Small	Ventilert nesemaske. Bli levert med 2 stk. cushion (L og XS ²).

¹ Gir mulighet for forlengelse av hodestroppen.

² X-Small; tilsvarer en liten voksenmaske.

Meditek medisinsk utstyr AS

Rigedalen 15, 4626 Kristiansand
Tlf: 38 09 89 00 Fax: 38 04 60 00
E-post: meditek@meditek.no
www.meditek.no